



ประเภทเอกสาร : แบบบันทึก

หมายเลขเอกสาร : MU.10-004

ชื่อเอกสาร : แบบบันทึกเก็บตัวอย่างน้ำมันทอดซ้ำ (Test Kit)

แก้ไขครั้งที่ : 001

วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม พ.ศ. 2566

แผนก : ห้องปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10

(เจ้าหน้าที่) หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง.....วันที่เก็บตัวอย่าง.....

อำเภอ.....จังหวัด.....

(หน่วยตรวจวิเคราะห์) วันที่ตรวจวิเคราะห์.....ผู้ตรวจวิเคราะห์.....

(ผู้ประกอบการ) ชื่อสถานที่เจ้าของร้าน/ผู้ดูแล

ที่อยู่เบอร์โทร.....

ประเภท พวกแป้ง เช่น ปาท่องโก๋ ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง คุกกี้ ฯลฯ

เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ทอด ปลาทอด หมูทอด ลูกชิ้น ไส้กรอก ฯลฯ

พวกผสม เช่น ไก่ชุบแป้งทอด ปลาชุบแป้งทอด ฯลฯ

อื่นๆ ระบุ.....

ชนิดน้ำมัน น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู น้ำมันถั่วเหลือง อื่นๆ ระบุ.....

ระยะเวลาที่ใช้ทอด.....นาทิตั้ง/ครั้ง จำนวนครั้งที่ทอด.....ครั้ง/วัน

การใช้น้ำมัน ใช้น้ำมันเดิมจนกระทั่งเปลี่ยนใหม่ ใช้น้ำมันทอดซ้ำแล้วเติมใหม่เรื่อยๆ

อื่น ๆ

จำนวนระยะเวลาที่เปลี่ยนน้ำมัน.....วัน

ครั้งที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	ผลการตรวจสารโพลาร์			การแปดผล		หมายเหตุ
		สีชมพู < 20%	สีชมพูจาง 20 - 25%	ไม่มีสี > 25%	น้ำมันเสื่อมแล้ว	น้ำมันยังใช้ได้	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

สรุปผล ควรเปลี่ยนน้ำมันใหม่หลังทอดเสร็จในวันที่.....

.....
.....
.....

การเก็บตัวอย่างน้ำมัน

๑. การนับวันเก็บตัวอย่างน้ำมัน

- ให้นับวันที่เริ่มใช้น้ำมันใหม่เป็นวันที่ ๑
- เก็บตัวอย่างน้ำมันหลังจากการทอดทุกวัน
- จนกว่าจะเปลี่ยนน้ำมันใหม่

๒. วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำมัน

- ตังน้ำมันทิ้งไว้ให้เย็น
- ใช้ช้อนตักประมาณ ๒ ช้อนโต๊ะ เทใส่ภาชนะกันร้อน เก็บไว้ในที่เย็นให้แห้ง
- เขียนวันที่เก็บตัวอย่างที่ข้างภาชนะโดยใช้ปากกาชนิดกันน้ำ

ผู้ทบทวนเอกสาร :(สำหรับผู้ตรวจวิเคราะห์)

วันที่